

SimpliShade™

FAMILY



SimpliShade™

UNIVERSAL

Soddisfa le vostre esigenze con solo tre tonalità.

SimpliShade, con Adaptive Response Technology, copre con sole 3 tonalità, tutte le 16 presenti nella scala VITA®. Semplifica la gestione del tuo inventario e risparmia tempo nella scelta della giusta tonalità. Fai sorridere i tuoi pazienti con sicurezza mantenendo il flusso di lavoro semplice.



SimpliShade™

BULK FILL

Semplificate le vostre procedure con un unico colore e un unico passaggio

Realizzare restauri di alto valore estetico non è mai stato così semplice, grazie a SimpliShade™ Bulk Fill. È possibile evitare l'applicazione dello strato di rivestimento grazie all'applicazione in un unico passaggio e ridurre le scorte di magazzino, grazie a un unico colore per riprodurre tutti i 16 colori della scala VITA® classical.



SimpliShade™

BULK FILL FLOW

La semplicità di un unico colore incontra un'adattabilità superiore

Raggiungete ogni area dell'anatomia dentale e al tempo stesso risparmiate tempo con SimpliShade Bulk Fill Flow. SimpliShade Bulk Fill Flow richiede l'impiego di un solo colore per riprodurre tutti i 16 colori della scala VITA® classical e si adatta facilmente al pavimento della cavità, assicurando una durata nel tempo e una profondità di polimerizzazione straordinarie.

SimpliShade™ UNIVERSAL

CON SOLO TRE TONALITÀ

Utilizza SimpliShade con sicurezza in tutte le classi di cavità senza la necessità di applicare una massa opacizzante.



Semplifica la corrispondenza delle tonalità

Selezione della tonalità resa più facile e veloce. SimpliShade si abbina a tutti i 16 colori VITA classical con solo 3 colori: Chiaro, Medio e Scuro.



Semplifica la gestione dell'inventario

Risparmia tempo e denaro con poche tonalità per soddisfare quasi tutte le tue esigenze. Svuota i cassetti, e evita la gestione di troppi codici da riordinare e da tenere sotto controllo per le scadenze.



Adaptive Response Technology (ART)

La rete ART filler, una tecnologia collaudata che si trova in Harmonize, ti aiuta a ottenere restauri realistici con una resistenza eccezionale e un'estetica senza pari.



Universale per cavità di tutte le classi

Usa SimpliShade con fiducia nelle cavità di tutte le classi senza la necessità di una massa opaca.

SimpliShade Prima & Dopo

LIGHT



MEDIUM



DARK



Tonalità Equivalente Scala Colori VITA

A1, B1, B2, C1, D2


A2, A3, C2, D3, D4

A3,5, A4, B3, B4, C3, C4



ART³: UNA NUOVA TECNOLOGIA PER RESTAURI BULK FILL

Realizzate restauri naturali con un composito che utilizza la tecnologia ART (Adaptive Response Technology) di nuova generazione, clinicamente comprovata e già integrata nel composito Harmonize™ e SimpliShade Universal Composite. "Powered by ART", il composito SimpliShade Bulk Fill offre una facile lavorabilità e un basso stress da contrazione.




Tecnologia di risposta reologica adattativa per una facile modellazione

La tecnologia ART³ utilizza modificatori reologici che riducono la viscosità del composito mentre lo si lavora. Terminata la modellazione, il composito recupera la sua viscosità e l'anatomia si stabilizza prima della fotopolimerizzazione, riducendo la necessità di effettuare ritocchi.


Tecnologia di risposta adattativa alla miscelazione dei colori per risultati di alto valore estetico

Realizzate straordinarie integrazioni cromatiche grazie agli speciali nanoriempitivi che emulano la struttura dello smalto dentale e creano naturali interazioni con la luce. Il restauro e il dente naturale diventano praticamente indistinguibili.



Smalto umano

SimpliShade Bulk Fill



Tecnologia di risposta adattativa allo stress da contrazione per risultati duraturi

Durante la polimerizzazione, SimpliShade Bulk Fill sfrutta la sua struttura basata su resina a bassa contrazione e nanoriempitivi innovativi: i nanoriempitivi ad infusione di resina favoriscono l'elasticità riducendo le tensioni e uno speciale rivestimento attenua le tensioni interfacciali. L'unione di tre meccanismi di riduzione della contrazione favorisce l'integrità e l'adattamento marginale, riducendo al minimo le tensioni del composito sullo strato adesivo per un migliore adattamento ai margini.



Scoprite di più sulla tecnologia ART³ e sull'effetto dello stress da contrazione

SimpliShade™ BULK FILL

UN UNICO COLORE È TUTTO CIÒ CHE SERVE

SimpliShade™ Bulk Fill è indicato per restauri di classe I-V, per la realizzazione di restauri diretti anteriori e posteriori, ricostruzione di monconi e riparazione di difetti in restauri esistenti.



Sistema con un unico colore

Basato su un unico colore che si armonizza uniformemente con tutti i 16 colori della scala VITA® classical, SimpliShade Bulk Fill vi permette di ottenere un sostanziale risparmio di tempo nella scelta dei colori e nella gestione delle scorte di magazzino.



Un unico passaggio

Eliminate l'esigenza di uno strato di rivestimento e completate i restauri con un composito SingleFill™. SimpliShade Bulk Fill, grazie al suo sistema avanzato, semplifica la procedura di polimerizzazione e consente di ottenere una profondità della stessa fino a 5 mm in un unico passaggio.



Semplicità e durata nel tempo

SimpliShade Bulk Fill offre un basso grado di usura, un'elevata resistenza alla flessione e uno stress da contrazione paragonabile a quello dei materiali bulk fill di altri marchi presenti sul mercato. Conferisce ai tuoi restauri una maggiore resistenza e durata nel tempo.





Effetto camaleonte

Una speciale architettura con nanoriempitivi imita la struttura naturale dello smalto dentale e crea interazioni con la luce, assicurando una fusione con il substrato dentale praticamente indistinguibile.

Resistenza alla Flessione


SimpliShade Bulk Fill dimostra una resistenza alla flessione leggermente inferiore rispetto a quella di Filtek™ One Bulk Fill ma una resistenza superiore rispetto a quella di Tetric® PowerFill e Admira® Fusion x-tra, che si traduce in una migliore resistenza alla scheggiatura e alla frattura nel corso del tempo.



Authors: Drs. Jack L. Ferracane and Carmem S. Pfeifer, Oregon Health & Science University, Portland, OR.

Conservazione della Brillantezza

SimpliShade Bulk Fill mostra una maggiore ritenzione della brillantezza rispetto a Filtek One Bulk Fill e Admira Fusion x-tra. Grazie a questa proprietà, la brillantezza estetica iniziale del restauro viene mantenuta più a lungo.



Authors: Prof. Dr. Nate Lawson, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL.

Testimonianze dei Clienti



“SimpliShade Bulk Fill rivoluziona il mio approccio ai compositi nei restauri di molari e premolari. La sua praticità e facilità d’uso con gli strumenti odontoiatrici di base non hanno uguali.”

Dr. Maciej Mikołajczyk*
Lodz, Polonia



“SimpliShade Bulk Fill offre una soluzione “3 in 1” grazie alla sua tonalità universale, alla sua consistenza ideale e all’eccellente adattabilità che assicurano semplicità ed efficienza.”

Prof. Joseph Sabbagh*
Bruxelles, Belgio



“Materiale composito dalla consistenza meravigliosa che permette una facile applicazione e lavorabilità. Protocollo di lavoro semplice e veloce, ottima integrazione cromatica.”

Dr. Dimitar Kosturko*
Sofia, Bulgaria

SimpliShade™ BULK FILL FLOW

UN UNICO COLORE È TUTTO CIÒ CHE SERVE

SimpliShade™ Bulk Fill Flow è indicato come base/liner in restauri diretti di **classe I** e **classe II**, sigillante di solchi e fessure, per il restauro di piccole cavità, la realizzazione di restauri di **classe III** e **classe V**, la chiusura di sottosquadri, la costruzione di piccoli monconi e la riparazione di restauri provvisori in resina e acrilico.



Caratteristiche di un composito fluido, semplicità di un unico colore



Sistema con un unico colore

Basato su un unico colore che si armonizza uniformemente con le pareti della cavità replicando tutti i 16 colori della scala VITA® classical, SimpliShade Bulk Fill Flow vi permette di ottenere un sostanziale risparmio di tempo nella scelta dei colori e nella gestione delle scorte di magazzino.



Risparmio di tempo

Semplificate il vostro flusso di lavoro grazie a un unico passaggio e polimerizzate strati fino a 5 mm di profondità prima di aggiungere uno strato di rivestimento.



Riempimento fluido

Riempite ogni area dell'anatomia del dente con un composito bulk fill fluido autolivellante che si adatta facilmente al pavimento della cavità.



Bassa Contrazione

La bassa contrazione correlata alla polimerizzazione e il basso stress da contrazione di SimpliShade Bulkfill Flow garantiscono dei restauri di lunga durata.




Maggiore sicurezza

Realizzate con sicurezza restauri grazie a un composito bulk fill fluido che offre resistenza meccanica simile o superiore rispetto ai prodotti concorrenti.

Stress da Contrazione e Stress da Polimerizzazione


In termini di contrazione non sono state riscontrate differenze significative tra i materiali testati. I due materiali fluidi concorrenti, SureFil SDR Flow+ e Filtek Bulk Fill Flowable Restorative, sono compositi fluidi con bassa contrazione. Pertanto, è un risultato auspicabile quello di ottenere delle prestazioni simili dal materiale SimpliShade Bulk Fill Flow.

Stress da Contrazione (N)




Authors: Prof. Dr. Nate Lawson, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL

Stress da Polimerizzazione (MPa)



Authors: Drs. Jack L. Ferracane and Carmem S. Pfeifer, Oregon Health & Science University, Portland, OR

Usura volumetrica (mm³)



Authors: Prof. Dr. Nate Lawson, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL

Grado di Usura

SimpliShade Bulk Fill Flow offre un grado di usura inferiore nei contatti interprossimali rispetto a SureFil SDR Flow+, questo aspetto si traduce in un restauro di lunga durata.

Testimonianze dei Clienti



"L'eccezionale lavorabilità si integra perfettamente con la tecnica di restauro Snow-Plow di StyleItaliano."

Prof. Angelo Putignano*
Ancona, Italia



"Un composito fluido bulk fill sorprendente e innovativo con un ottimo adattamento ai margini, rapida applicazione, proprietà autolivellanti e bassa contrazione"

Dr. Iulian-Costin Lupu*
Iasi, Romania"




"Combinazione eccezionale di buona lavorabilità e bassa traslucenza in un composito bulk fill che non presenta vuoti ed è dotato di grande radiopacità."

Dr. Hossam Kamel*
Alessandria, Egitto

* Paid consultant for Kerr



Uso del composito fluido (1)
e rivestimento con SimpliShade Bulk Fill (2).



Riempite con estrema facilità la cavità
con SimpliShade BF fino a 5 mm.

RIMANETE IN FAMIGLIA

con la linea completa dei nostri prodotti SimpliShade!



SimpliShade Universal Composite

Unidose

Art. n°	Descrizione dell'articolo
37006	Light - confezione da 20
37007	Medium - confezione da 20
37008	Dark - confezione da 10
37009	Bleach White - confezione da 10
37010	Universal Opaque - confezione da 10

Siringa

Art. n°	Descrizione dell'articolo
37001	Light
37002	Medium
37003	Dark
37004	Bleach White
37005	Universal Opaque



SimpliShade Bulk Fill

Art. n°	Descrizione dell'articolo
37211	Composito SimpliShade Bulk Fill Siringa - 4g
37212	Composito SimpliShade Bulk Fill Unidose, confezione da 20 x 0.25g



SimpliShade Bulk Fill Flow

Art. n°	Descrizione dell'articolo
37217	SimpliShade Bulk Fill Flow Siringa - 2x 2g
37218	SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose, confezione da 20 x 0.25g



Per una finitura
ultra lucida, utilizzate
la linea di strumenti
per lucidatura di Kerr!



Un unico colore.
Un unico passaggio.
Una tecnologia migliore
per restauri bulk fill.

Per maggiori informazioni scansionate
il codice QR oppure visitate il sito
to.kerrdental.com/it/simplishadebulkfill